

Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, Clase AS

Todas las buretas BLAUBRAND[®] se suministran con el número de lote y un certificado de lote adjunto en el embalaje original. A petición, también están disponibles con un certificado individual, un certificado individual USP o un certificado de calibración DAKKS.

- Blaubrand[®]
- DIN EN ISO 385
- Marca DE-M
- Marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste
- Graduaciones anulares en las principales subdivisiones
- Franja de Schellbach
- Calibradas para entrega (TD, EX)

Clase de precisión: AS
Altura: 800 mm
Llave de paso: recto

Capacidad nominal ml	División ml	Tolerancia ±·ml	Estándar	Graduación de colores	Material	Con tiras Schellbach	Contenido u
10	0,02	0,02	DIN EN ISO 385	azul	Boro 3.3	Sí	2
25	0,05	0,03	DIN EN ISO 385	azul	Boro 3.3	Sí	2
50	0,10	0,05	DIN EN ISO 385	azul	Boro 3.3	Sí	2

Alternativen:

- Buretas, con llave de paso recta, DURAN[®], clase AS, tapón de vidrio / Hirschmann Laborgeräte
- Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, Clase AS, incluye certificado de calibración DAKKS / BRAND
- Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, Clase AS, incluye certificado individual / BRAND