

Puente para destilación

Fabricado a base de tubo DURAN®. Puentes para destilación con 2 machos verticales NS..

Con o senza manguito esmerilado para el termómetro de destilación con una longitud de montaje 55 mm

Material:

Tubo DURAN®:

| Núcleo(s) | Manguito(s) | Longitud revestimiento mm | Se puede utilizar el termómetro | Con refrigerador | Contenido ud. Embalaje | Código |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|---------|
| NS14/23 | | 150 | | No | 1 | 9.012 2 |
| NS29/32 | | 350 | | No | 1 | 9.012 2 |
| NS14/23 | NS14/23 | 150 | Sí | No | 1 | 9.012 2 |
| NS29/32 | NS14/23 | 350 | Sí | No | 1 | 9.012 2 |

Zubehör:

Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann

Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender

Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender

Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences

Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences

Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt

Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas

Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath

[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg

Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences

Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

Manguitos de un solo uso, PTFE / BRAND

Alternativen:

Puentes de destilación con condensador Liebig y adaptador para vacío, tubo DURAN® / Lenz-Laborglas

Puentes de destilación según Claisen con adaptador de vacío, tubo DURAN® / Lenz-Laborglas

Conectores para destilación según Claisen con oliva, tubo DURAN® / Lenz-Laborglas