

[LLG] Puntas de filtro aereject® EcoTips, HDPE

Puntas de pipeta aereject® eco con filtros especiales, para evitar eficazmente que el eje de la pipeta se contamine con aerosoles y líquidos que se aspiren en la pipeta.

- Esterilizados.
- Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y ATP.
- Libres de ADN humano e inhibidores de PCR.
- Retención minimizada gracias al tratamiento especial de la superficie.
- Ajuste perfecto y hermético en todas las principales marcas de pipetas.
- aereject® eco 4.711 628 y 4.711 631 con longitud ampliada para trabajar con recipientes estrechos y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Envasado en caja de cartón sostenible.

Estéril: Sí
Con filtro: Sí

| Capacidad | Capacidad mín. μl | Capacidad míx. μl | Paquete | Material | Autoclavable | Libre de RNasa/DNasa | Sin pi |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| 0,1 ... 10 µl | 0,1 | 10,0 | 10 x gradilla de 96 | HDPE | No | Sí | Sí |
| 1 ... 20 µl | 1,0 | 20,0 | 10 x gradilla de 96 | HDPE | No | Sí | Sí |
| 1 ... 100 µl | 1,0 | 100,0 | 10 x gradilla de 96 | HDPE | No | Sí | Sí |
| 1 ... 200 µl | 1,0 | 200,0 | 10 x gradilla de 96 | HDPE | No | Sí | Sí |
| 1.000 ... 100 µl | 1000,0 | 100,0 | 8 x gradilla de 96 | HDPE | No | Sí | Sí |