

Agitadores magnéticos, Maxi MR1 digital

Capacidad máx. de agitación:	150 l
Velocidad:	0 ... 600 1/min
Área de trabajo (An x L):	500 x 500 mm
Material de la superficie de agitación:	Acero inoxidable 1.4301
Material de la carcasa:	Acero inoxidable 1.4301
Color de la carcasa:	azul
Temperatura ambiente admisible:	5 ... 40 °C
Dimensiones (An x L x Alt):	505 x 585 x 110 mm
Peso:	21 kg
Potencia nominal:	80 W
Fuente de alimentación:	230 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP):	IP 21
Garantía:	2 años

Tipo	Número de posiciones de agitación	Velocidad máx. 1/min	Pantalla	Ancho del área de trabajo mm	Profundidad del área de trabajo mm
Maxi MR 1 digital	1	600	Digital	500	500
Maxi MR 1 digital	1	600	Digital	500	500

Zubehör:
Varillas magnéticas de agitación IKAFLON® / IKA-Werke

Alternativen:
Agitadores magnéticos Midi MR 1 digital / IKA-Werke