

Accionamiento de la bomba Hei-FLOW Expert 600

Este accionamiento de bomba es adecuado para su uso con cabezales de bomba monocanal.

Velocidad:	24 ... 600 1/min
Precisión de la velocidad:	±0,5 %
Caudal:	2 ... 4.056 ml/min
Dimensiones (An x L x Alt):	166 x 256 x 225 mm
Peso:	7,3 kg
Potencia nominal:	100 W
Tipo de enchufe:	UE
Fuente de alimentación:	110 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP):	IP 54

Tipo	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Caudal mín. ml/min	Caudal máx. ml/min	Ancho mm	Profundidad mm
Hei-FLOW Expert 600	24,0	600	2,0000	4056	166	256

Zubehör:
Cabezales de bomba monocanal SP quick para accionamientos de bomba Hei-FLOW / Heidolph Scientific
Cabezales de bomba monocanal SP estándar para accionamientos de bomba Hei-FLOW / Heidolph Scientific
Accesorios para accionamientos de bombas Hei-FLOW / Heidolph Scientific

Alternativen:
Bomba analógica Hei-FLOW Core 120 / Heidolph Scientific
Bomba analógica Hei-FLOW Core 600 / Heidolph Scientific
Bomba Hei-FLOW Ultimate 120 / Heidolph Scientific
Bomba Hei-FLOW Ultimate 600 / Heidolph Scientific