

# Desecador Star-Auto-Maxi 1, PMMA

Con un secado autom&acutetico sin mantenimiento que puede mantener una humedad constante de entre el 20% y el 30%, los desecadores autom&acuteticos son muy adecuados para el almacenamiento a largo plazo. Incluso la apertura frecuente de la puerta se compensa autom&acuteticamente. La soluci&acuten ideal para almacenar materiales de referencia, electr&acutenica, equipos fotogr&acuficos, papeles, artefactos hist&acutericos y mucho m&acutes. Con cuatro estantes acr&acutelicos transparentes e higr&acutetro con posiciones para hasta 17 estantes y apilable. Requiere una fuente de alimentaci&acuten de 230 V, 50 Hz.

- Marco de aluminio reforzado con paneles acr&acutelicos
- Puerta con cierre magn&acutetico y junta de goma circular
- Cuatro ruedas (dos con freno)
- Higr&acutetro electr&acutenico de f&acutenil lectura
- Estantes de altura variable de acero inoxidable
- Estantes telesc&acutepicos

Dimensiones int. (An x L x Alt): 495 x 540 x 1.030 mm  
Dimensiones ext. (An x L x Alt): 560 x 580 x 1.150 mm  
Carga m&acutax. estantes: 30 kg  
Peso: 31 kg  
Resistencia a la temperatura: -20 ... 70 &deg;C  
Material: PMMA  
Fuente de alimentaci&acuten: 230 V, 50 Hz

Capacidad nominal	N&acuten. m&acutax. de estantes	Ancho int. mm	Profundidad int. mm	Altura int. mm	Ancho exterior mm	Profundidad exterior mm
311	17	495	540	1030	560	580

Zubeh&acuten:  
Estantes para desecadores Star, acero inoxidable / Bohlender  
Estantes para desecadores Star, PMMA / Bohlender

Alternativen:  
Desecadores Mini, PC / Bohlender