

Cabezales de destilación seguros Claisen, inclinados, tubo DURAN®

Hechos de tubo DURAN®. Seguros la norma DIN 12594 y además de la norma DIN (*), con dos cesmerilados hembra paralelos NS 14/23 y dos esmerilados macho NS (ángulo descendente: 75°), para termómetros de destilación con una longitud de montaje de 55 mm.

Manguito(s) vertical(es): NS14/23
Ángulo: 75°
Material: Tubo DURAN®;
Se puede utilizar el termómetro: Sí

Núcleo(s) vertical(es)	Núcleo(s) oblicuo(s)	Estándar	Contenido ud. Embalaje	Código
NS24/29	NS24/29		1	6.073 290
NS14/23	NS14/23	DIN 12594	1	9.012 181
NS29/32	NS14/23		1	9.012 182
NS29/32	NS29/32	DIN 12594	1	9.012 183

Zubehör:
Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann
Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender
Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences
Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences
Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt
Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg
Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig
Manguitos de un solo uso, PTFE / BRAND

Alternativen:
Cabezales de destilación, tubos DURAN® / Lenz-Laborglas