

Tomamuestras StickProof, acero inoxidable

Para polvos farmacéuticos. Acero inoxidable V4A electropulido. Se suministra con clip de fijación y 100 bolsas de muestras de PE de 120 x 170 mm.

La punta especialmente fina puede introducirse fácilmente y profundamente. Los volúmenes de muestra pueden variarse (hasta aprox. 50 cm³) mediante el orificio de muestreo cónico. StickProof está fabricado de una sola pieza, sin bordes, ranuras ni hendiduras para una limpieza perfecta y fácil. La muestra puede llenarse directamente en bolsas de muestreo.

Lock seal close-it und close-it food & pharma se piden por separado.

Material: Acero inoxidable 1.4401

Ø mm	Longitud mm	Autoclavable	Apto para alimentos	Contenido ud.	Embalaje	Código
25	410	Sí	Sí	1		9.303 945
25	1100	Sí	Sí	1		9.303 946

Zubehör:

Sello de cierre de control para la toma de muestras close-it / Bjrkle

Precintos de control cinta close-it, rollos / Bjrkle

Alternativen:

Tomamuestras Silo Drill, aluminio o acero inoxidable V2A / Bjrkle

Tomamuestras Quick Picker, acero inoxidable V4A o PP / Bjrkle