

# Centrifuga de filtración SIEVA-3

Centrifuga de filtración versatil con abertura en la tapa para el llenado de líquidos en el cesto centrifuga mientras el dispositivo está en funcionamiento. Las sustancias sólidas permanecen atascadas en la cesta centrifuga, mientras que el líquido puede escapar a través de una abertura en el lado derecho. La tapa transparente permite el control visual del proceso de centrifugación.

- Accionamiento de inducción libre de mantenimiento
- Control por microprocesador con pantalla LCD
- Detección activa de desequilibrios y apagado
- Cierre electromagnético de la tapa
- Tapa transparente para el control visual
- Fabricada de acuerdo con las directrices internacionales de seguridad, p. ej. IEC 61010
- Carcasa de centrifugación y piezas de la carcasa de acero inoxidable
- Disponibile con control de temperatura externo (-20 a 90 °C)

## Pedir las cestas de centrifuga por separado.

Velocidad: 200 ... 10.000 1/min  
Dimensiones (An x L x Alt): 380 x 500 x 320 mm  
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Tipo	Máx. RZB x g	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Con refrigeración	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Peso kg
330.00 V01	7825	200	10000	No	380	500	320	37
330.00 V03	7825	200	10000	Sí	380	500	320	43

## Zubehör:

Cesto de centrifuga para la centrifuga de filtración SIEVA-3 / HERMLE Labortechnik